

Naturest® Kissen

Wichtige Merkmale und Vorteile

- **Sorgt für besseren, gesünderen Schlaf**
- **Mit bahnbrechender RAM™ (Radialachsiger Magnetismus) Technologie**
- **Füllvolumen kann individuell angepasst werden – legen Sie den idealen Schlafkomfort selbst fest**
- **Die orthopädische Stütze sorgt für eine korrekte Ausrichtung der Wirbelsäule**



Sobald Sie Ihren Kopf auf das Naturest® Kissen legen, fühlen Sie sich entspannter – als ob der Stress des gesamten Tages von Ihnen abfällt.

Während ein gewöhnliches Kissen meist rasch die Form verliert, bleibt diese beim Naturest® Kissen durch die von Natur aus feste, zerkleinerte Latexfüllung erhalten. Außerdem kann das Füllvolumen verändert werden, indem man Latexflocken entfernt. Dadurch können Sie selbst entscheiden, wie fest oder weich das Kissen sein soll. Eine speziell geformte Wulst im Innern sorgt für die beste und bequemste Position von Kopf, Hals und Wirbelsäule. Die einzigartige Belüftungs- und Temperaturregulierung des Naturfaserbezugs stellt sicher, dass es angenehm kühl bleibt.

Doch was das Naturest® Kissen wirklich von anderen Kissen unterscheidet, sind die Neodym-Magnete mit der patentierten RAM™ Technologie von Nikken. Diese Magnete erzeugen ein dreidimensionales Magnetfeld, das den natürlichen Strömen der Erde entspricht und Sie im Schlaf umgibt.

Jeder der drei Kernbestandteile des Schlafsystems – das Naturest® Kissen, das Naturest® Kenkopad® und die KenkoDream® Decke – funktioniert natürlich auch allein hervorragend. Zusammen bilden sie jedoch die perfekte Schlafumgebung.

Naturest® Kissen

Produktinformation

Artikel-Nr.	Größe (cm)	Gewicht
11150	46,5 x 62	2,09 kg

Naturest® Schlafsystem (bestehend aus: Naturest® Kenkopad®, KenkoDream® Decke, Naturest® Kissen)

Artikel-Nr.
16500

Verwendete Nikken-Technologie

RAM™ Technologie

Gaußstärke (pro Magnet) – 3.200

Verwendete Materialien

Kissen – 91 % Latexschaumgummi, 9 % Wollwatte (Innenwulst),
Magnetscheiben : 3 pro Kissen (liefern eine Gaußstärke von 3.200 Gauß)
(Das verwendete Latexschaumgummi ist zu 100 % natürlich.)
Bezug – Naturfasern; Mischgewebe aus Biobaumwolle und Bambus

Latex ist von Natur aus antimikrobiell und hypoallergen (es eignet sich besonders für Personen mit Allergien und Asthma), da sich darin weder Keime noch Bakterien einnisten können. Durch seine natürliche, offene Zellstruktur verfügt es über ein Selbstbelüftungssystem. Zugleich bleibt Latex durch seine Wärmebeständigkeit und Feuchtigkeitsregulierung stets trocken.

Die außergewöhnliche Atmungsfähigkeit von Bambusfasern bewirkt einen Abtransport der Feuchtigkeit – so bleibt's im Sommer kühl und im Winter warm. Ferner besitzt Bambus von Natur aus antibakterielle Eigenschaften (ähnlich wie eine antibakterielle, biologische Substanz).

Anwendung

Legen Sie das Naturest® Kissen mit dem Reißverschluss nach rechts unten aufs Bett. Auf diese Weise sind die orthopädische Stütze und die RAM™ Magnetscheiben in einer optimalen Position.

Pflegehinweise

Nur Fleckenbehandlung mit einem schonenden Waschmittel und warmem Wasser. Nicht zu viel Flüssigkeit verwenden. Bei Raumtemperatur trocknen lassen und von Sonnenlicht oder übermäßiger Hitze fernhalten.

**Weitere Informationen und Bestellung: Ihr Unabhängiger
Nikken-Vertriebspartner berät Sie gern.**

